



多参数生物反馈仪 Multi-modality Infiniti System

- 中国SFDA注册
- 通道、界面、方案可编辑
- 专用配套训练方案用于PPPD
- 加拿大Thought Technology公司专利产品



原理及功能


PRINCIPLES AND FUNCTIONS

通过定量采集人体各项生理指标，转化为容易理解的视听信息反馈给患者，使其了解自身精神心理状态及变化。利用生物反馈仪进行介导学习、体验和心理干预，从而有意识的主动调节心理活动，加强自我管理，最终获得健康的精神心理。建立系统性基线评估，进行认知行为治疗（CBT）前后的对比，通过生物反馈信号及各种心因量表以及治疗后的变化，对持续性姿势-知觉性头晕（PPPD）疗效进行评估。



适用科室

APPLICABLE SECTION



特点及优势


CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

-  **生物反馈**
5种生理参数的反馈训练
-  **音乐治疗**
通过音乐引导患者学习
放松和调节技巧
-  **松弛治疗**
通过松弛训练快速降低
患者的机体唤醒水平
-  **暗示治疗**
暗示引导患者解除心理
压力，去除负面情绪



训练方案

TRAINING PROGRAM

-  **脉搏传感器**
通过心理放松训练，提高HRV，强化压力应激能力。
-  **呼吸传感器**
计算呼吸频率和振幅，达到理想放松状态的生理共振频率指标。
-  **皮电传感器**
通过皮肤导电训练，降低皮电，舒缓紧张焦虑。
-  **肌电传感器**
通过皮肤表面肌电放松训练，松弛肌肉张力。
-  **皮温传感器**
通过放松训练，提高皮温，降低交感兴奋性，调节失衡状态。